

# TOBRASYN® COLÍRIO

**Sulfato Tobramicina 0,3%**

**Solução Oftálmica – Uso Tópico**

**Uso Veterinário**

Colírio a base de Tobramicina indicado para o tratamento de infecções oculares de origem bacteriana em cães e gatos.

## **FÓRMULA:**

Cada 100mL contém:

Sulfato de Tobramicina.....0,3 g

Veículo q.s.p.....100 mL

## **INDICAÇÕES:**

**Tobrasyn® Colírio** é indicado para o tratamento de infecções oculares de cães e gatos causadas por microrganismos sensíveis à tobramicina como *Escherichia coli*, *Haemophilus sp.*, *Klebsiella spp.*, *Moraxella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus canis*.

## **POSOLOGIA E MODO DE USAR:**

A dose recomendada é uma gota em cada olho a cada 12 horas por 7 dias, ou a critério do Médico Veterinário.

## **PRECAUÇÕES:**

Para evitar a contaminação do produto e manutenção da higiene do frasco, não encostar a ponta do bico gotejador diretamente no olho sob tratamento.

## **EFEITOS COLATERAIS:**

Embora o produto seja tolerado por via tópica, podem ocorrer reações individuais de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Os principais sintomas das reações alérgicas são coceira, inchaço de pálpebra, vermelhidão e aumento do lacrimejamento, especialmente quando praticadas superdosagens. No caso de reações colaterais, suspender o uso e consultar um Médico Veterinário.

## **CONTRAINDICAÇÕES:**

**Tobrasyn® Colírio** é contraindicado para pacientes com histórico de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

## **APRESENTAÇÃO:**

Frasco Plástico conta-gotas contendo 5 mL de solução oftálmica.

## **MODO DE CONSERVAÇÃO:**

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

**MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

**PROIBIDO PARA USO HUMANO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.088 em 03/06/2015.

## **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP nº 11.427

## **PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:**

Syntec do Brasil Ltda.

Estrada Rosa Scarpa, 178

Votuparim - Santana de Parnaíba/SP

CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

Indústria Brasileira